



181203101077

正本

合肥学院二校区 45 幢 4-6 层、34 幢 5 层

服务电话: 0551-62158497

投诉电话: 0551-62158399

网 址: <http://www.chhddia.com>

委托方地址: 合肥市始信路 72 号

电 话: 18756036556

联系人: 洪志辉

检测报告说明

一、本检测报告涂改无效, 未加盖本单位检测专用章无效, 无编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准, 不得复制(全文复制除外)、不得被除委托单位以外的机构和个人使用; 不得作广告宣传用。

三、对委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负

超过申诉期限, 概不受理。

五、本单位对委托单位的检测数据及其他相关资料严格保密, 决不和用委托单位的技术和资料从事技术开发和技术服务, 以维护委托单位的合法权益。

六、检测样品如委托单位无提前书面约定, 将按本单位规定处理。

七、委托检测结果只代表检测时样品实际状况。

八、除委托单位特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

一、水质检测

采样日期： 2020 年 3 月 1 日~3 月 6 日 采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 7 日~3 月 10 日 采样人员： 余鑫、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 11 日~3 月 13 日 采样人员： 章勇、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 14 日~3 月 17 日 采样人员： 杨洋、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 18 日~3 月 21 日 采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 23 日~3 月 31 日 采样人员： 洪小磊、岳志

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
242001201S201(89)~201(90)	车身预处理	镍
242001201S201(90)~201(91)	车架预处理	镍

表 1-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限 或最低检测浓度	单位
镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05	mg/L

表 1-3 检测结果 (3 月 1 日)

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S Z01 (89)	242001201S Z01 (90)	242001201S Z01 (91)	242001201S Z02 (89)	242001201S Z02 (90)	242001201S Z02 (91)
检测指标	单位						
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-4 检测结果（3 月 2 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（92）	Z01（93）	Z01（94）	Z02（92）	Z02（93）	Z02（94）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-5 检测结果（3 月 3 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（95）	Z01（96）	Z01（97）	Z02（95）	Z02（96）	Z02（97）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-6 检测结果（3 月 4 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（98）	Z01（99）	Z01（100）	Z02（98）	Z02（99）	Z02（100）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-7 检测结果（3 月 5 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（101）	Z01（102）	Z01（103）	Z02（101）	Z02（102）	Z02（103）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-8 检测结果 (3 月 6 日)

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01 (104)	Z01 (105)	Z01 (106)	Z02 (104)	Z02 (105)	Z02 (106)
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

表 1-12 检测结果 (3月10日)

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01 (116)	Z01 (117)	Z01 (118)	Z02 (116)	Z02 (117)	Z02 (118)
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-13 检测结果 (3月11日)

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01 (122)	Z01 (123)	Z01 (124)	Z02 (122)	Z02 (123)	Z02 (124)
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

表 1-14 检测结果 (3月11日)

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01 (122)	Z01 (123)	Z01 (124)	Z02 (122)	Z02 (123)	Z02 (124)
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01 (122)	Z01 (123)	Z01 (124)	Z02 (122)	Z02 (123)	Z02 (124)
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-16 检测结果 (3 月 14 日)

[illegible]

THE BURNING OF THE BIBLE

[illegible]

8.1.9 检测结果 0.1.0.1.0

[illegible][illegible]

表 1-24 检测结果（3 月 23 日）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
	干色漆面	干色漆面	干色漆面	干色漆面	干色漆面	干色漆面

样品编号

样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（167）	Z01（168）	Z01（169）	Z02（167）	Z02（168）	Z02（169）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-22 检测结果（3 月 29 日）

样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（170）	Z01（171）	Z01（172）	Z02（170）	Z02（171）	Z02（172）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

样品名称

丰源新站

丰源新站

样品编号

样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（170）	Z01（171）	Z01（172）	Z02（170）	Z02（171）	Z02（172）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-21 检测结果（3 月 30 日）

样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（173）	Z01（174）	Z01（175）	Z02（173）	Z02（174）	Z02（175）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-32 检测结果 (3 月 31 日)

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01 (176)	Z01 (177)	Z01 (178)	Z02 (176)	Z02 (177)	Z02 (178)
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

二、主要检测设备

仪器编号	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号
YQ-SY-2019-01	原子吸收光谱仪	Pintrach 8000H	184.000nm	0.5nm	2019/1/9/9	YH2019-1-580247

(以下为空白)